



EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN MÚLTIPLES PARA TC & ACCESORIOS PARA IMAGENES DIAGNOSTICAS



MEDXL



Set de transferencia

Set de transferencia de dosificaciones múltiples con válvulas o llaves.



Set de conectores en Y & T

Set de multi-dosificación en Y & T.



Set de conexión rápida

Set de dosificaciones múltiples todo en uno, con válvulas o llaves.



Líneas de transferencia de uso único por paciente



Accesorios



MedXL está comprometida a ofrecer productos médicos innovadores, seguros y rentables, los cuales puedan usarse en aplicaciones de dosificación múltiples.

Nuestra dedicación en el continuo mejoramiento del diseño y la calidad de nuestros productos le aseguran al cliente disminuir sus costos y el tiempo del procedimiento en forma segura y eficaz.

Vale la pena resaltar algunos de los beneficios que nuestros clientes han expresado tener con el uso de nuestros productos:

Maximizan la eficiencia en el área de imágenes

- Menos tiempo de instalación, ya que las jeringas y los tubos en el inyector solo se cambian 1 ó 2 veces al día en vez de con cada paciente.
- Llenado de las jeringas mucho más fácil y más rápido.

Permite el múltiple uso de las jeringas del inyector

- Nuestros equipos de transferencia están dotados de múltiples válvulas de retención (check valves), las cuales están validadas.

Se minimiza el riesgo de infecciones cruzadas

- Menos manipulación se traduce en menos riesgo de contaminación de los tubos y las jeringas del inyector.

Reducción en el desperdicio de medio de contraste

- No hay que desconectar el sistema de las jeringas para volver a llenarlas, ya que éstas se llenan de una forma eficaz mediante un conector especial.



SET DE TRANSFERENCIAS & DISPOSITIVOS ●●●●

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA

SET DE TRANSFERENCIA DIRECTA



3008

Set de transferencia con punzón ventilado, abrazadera y conector hembra

25 cm

100

3021

Set de transferencia con punzón ventilado y válvula bidireccional

52 cm

50



3021-2

Set de transferencia con mini punzón ventilado y válvula bidireccional

52 cm

50



SET DE TRANSFERENCIA CON LLAVES



3004

Llave de tres vías de flujo alto con punzón ventilado y abrazadera

76 cm


50

3004-3

Llave de tres vías de flujo alto con mini punzón ventilado y abrazadera

76 cm

50



3004-4

Llave de tres vías de flujo alto con punzón ventilado, abrazadera y adaptador para jeringas de presión

90 cm

50



SET DE TRANSFERENCIA CON VÁLVULAS



3002

Set de transferencia con válvula dual, punzón ventilado y abrazadera

91 cm

50

3003-1

Set de transferencia con válvula dual, punzón ventilado y abrazadera

115 cm

50



3003-2

Set de transferencia con válvula dual, punzón ventilado, abrazadera y adaptador para jeringas de presión

115 cm

50



3003-3

Set de transferencia con válvula dual, mini punzón ventilado y abrazadera

115 cm

50



SET DE CONECTORES ● ● ● ●

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA

SET DE CONECTORES EN T



2806

Set de conector en T con 2 conectores hembra, 1 macho y 3 válvulas de retención

20 cm

100

2806-2

Set de conector en T con 2 conectores hembra y 1 macho

20 cm

100



SET DE CONECTORES EN Y



2809

Set de conector en Y con 2 conectores hembra y 1 macho

165 cm


100

2809-1

Set de conector en Y con 2 conectores hembra, 1 macho y una válvula de retención

21 cm


100



SET DE CONECCIÓN RÁPIDA ● ● ● ●

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA

SET DE CONECCIÓN RÁPIDA



2808

Set de conector en T con línea de presión de uso único integrada, 2 válvulas de retención, 1 adaptador para jeringas de presión y 2 tapas

152 cm


100

2810

Set de transferencia con conector en Y y llaves de tres vías

110 cm

100



2811

Set de transferencia con válvulas y conector en Y

110 cm

100

LINEA DE TRANSFERENCIA DE USO ÚNICO PARA PACIENTES

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA



LINEA DE USO ÚNICO

	2805	Linea para paciente con conector macho / hembra, 2 válvulas de retención y tapas extra	152 cm	100
	2805-1	Linea para paciente con conector macho / hembra, 2 válvulas de retención y tapas extra	183 cm	100
	2805-2	Linea para paciente con conector macho / hembra, 2 válvulas de retención y tapas extra	9 cm	100
	2805-3	Linea para paciente con conector macho / hembra, 2 válvulas de retención y tapas extra	152 cm	100
	2805-4	Linea para paciente con conector macho / hembra, abrazadera y tapas extra	152 cm	100
	6036-2	Linea para paciente con conector macho / hembra, 2 válvulas de retención, adaptador para jeringas de presión y tapas extra	152 cm	100

SET DE EXTENSIONES

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA







SET DE EXTENSIONES

	7208-1	Extensión de acceso intravenoso con válvula bidireccional	20 cm	100
	4236	Extensión de acceso intravenoso con abrazadera	90 cm	50
	4244	Extensión de acceso intravenoso con abrazadera y 1 vía de acceso sin agujas	112 cm	50
	4252	Extensión de acceso intravenoso con abrazadera y 2 vía de acceso sin agujas	132 cm	50

SET PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS ● ● ● ●

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS

	6450	Set de administración de solución con cámara de goteo (20 gotas/ml), abrazadera de rodillo y conector macho	210 cm	50	
	6451	Set de administración de solución con cámara de goteo (20 gotas/ml), abrazadera de rodillo, conector macho y 1 vía de acceso sin agujas	252 cm	50	
	6452	Set de administración de solución con cámara de goteo (20 gotas/ml), abrazadera de rodillo, conector macho y 2 vía de acceso sin agujas	252 cm	50	
	6453	Set de administración de solución con cámara de goteo (20 gotas/ml), abrazadera de rodillo, conector macho y 3 vía de acceso sin agujas	252 cm	50	

ACCESORIOS ● ● ● ●

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA

LLAVES

	50012	Llave 2 vías de alto flujo con conector macho y hembra	N/A	100	
	50013	Llave 3 vías de alto flujo con conector macho y hembra	N/A	100	
	50014-1	Llave 4 vías de alto flujo con conector macho y hembra	N/A	100	
	59014	Llave 4 vías de alto flujo con manecilla en T y conector macho y hembra	N/A	100	

ACCESORIOS ●●●●

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA

ADAPTADORES



5003

Adaptador hembra / hembra

N/A

200

5004

Adaptador macho / macho

N/A

200



6008

Tapas no ventiladas macho / hembra

N/A

200

6039BV

Válvula bidireccional con conectores macho / hembra

N/A

200



6039SV

Válvula bidireccional con conectores macho / hembra (Swabbable valve)

N/A

200

IV2100B

Adaptador macho / hembra

N/A

200



SET DE TRANSFERENCIAS



3021-1

Punzón ventilado con válvula de acceso

N/A

100

3022

Dispositivo de acceso para viales de 22 mm

N/A

160



3023

Dispositivo de acceso para viales de 13 mm

N/A

120

3025

Dispositivo de acceso para viales de 13 mm con válvula de acceso bidireccional

N/A

160



ACCESORIOS ● ● ● ●

CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | CANT. / CAJA

JERINGAS



31200

Jeringa de alta presión para inyector automático de 200 ml

N/A

20

31012

Jeringa con anillos para los dedos de 12 ml

N/A

20



MedXL Inc.
285 Labrosse
Pointe-Claire, Qc. H9R 1A3
Canada

T: +1 514.695.7474 | F: +1 514-695-1511

www.medxl.com

DISTRIBUIDOR :

OTROS PRODUCTOS :

- Jeringas precargadas
- Protectores de sondas
- Angiografía
- Dispositivos para control de flujos
- Set de extensiones